



# LOKI Spender 4010/4012/4014/4016, 4020/4022/4024/4026, 4030/4032/4034/4036



reddot winner 2021



**IR-sensor**  
**Für Seife/Desinfektionsmittel**  
**2 Jahre Garantie**

Der berührungsfreie LOKI-Spender hat ein modernes, stilechtes Design, und gehört zur preisgekrönten DAN DRYER-Produktreihe. Die Produkte sind durch eine kräftige Frontplatte mit einem schmalen Fenster gekennzeichnet, die eine harmonische Zusammenhang mit dem Raum und den anderen LOKI-Produkten verleiht.

## Anwendung

Die Linien und schöne Details lassen das Produkt leicht an den Fenstern, Türen und Wandflächen moderner Architektur anpassen. Die Produkte sind für den Einsatz in allen Typen Toilettenräumen geeignet.

## Technische Daten

Artikel-Nr.: 4010/4012/4014/4016	Für Flüssigseife und Desinfektionsgel. Viskosität 1-3000 cP
Artikel-Nr.: 4020/4022/4024/4026	Für Desinfektionsspray. Viskosität 1 cP
Artikel-Nr.: 4030/4032/4034/4036	Für Schaumseife und Schaumdesinfektionsmittel. Viskosität 1 cP
Abmessungen	H 300 x B 131 x T 100 mm
Material	Gebürsteter/pulverlackierter Edelstahl
Batteriebetrieben	4 x 1.5 V Alkaline Batterien Typ AA Möglich durch externen Transformator
Stromanschluss	Transformator
Fassungsvermögen	850 ml (800-975 Dosierungen)
Nettogewicht	2.6 kg

## Ausschreibungstext

Berührungsfreier Spender für Flüssigseife und Desinfektionsgel, Desinfektionsspray oder Schaumseife und Schaumdesinfektionsmittel. Gebürsteter/pulverlackierter Edelstahl. Fassungsvermögen: 850 ml. Batteriebetrieben. Nettogewicht: 2,6 kg. H 300 x B 131 x T 100 mm.

## Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

## Standardfarben

Artikel-Nr. 4010/4020/4030: Gebürsteter Edelstahl  
Artikel-Nr. 4012/4022/4032: RAL 9003, weiß, Glanz 60  
Artikel-Nr. 4014/4024/4034: RAL 9005, mattschwarz, Glanz 10  
Artikel-Nr. 4016/4026/4036: Wahlfreie RAL CLASSIC-Farbe

## Aktivierung

Automatischer Aktivierungsabstand 100 ±20 mm. Benutzerfreundliches Design mit LED-Licht zeigt an, wenn der Spender im Einsatz ist. Dosierung erfolgt, wenn man die Hand unter die Dosierdüse hält - Dosierung erfolgt nur einmal pro Aktivierung.

## Montage

Spender für Wandmontage oder Ständer (Artikel-Nr. 3175/3176/3177, 3180/3181/3182)